


## Qu'est-ce que l'Accufuser

Votre médecin vous a prescrit votre traitement avec un diffuseur portable **Accufuser**.

L' **Accufuser** contribue à l'amélioration de votre qualité de vie pendant votre traitement.



L' **Accufuser** est un dispositif de perfusion continue appelé diffuseur portable qui vous permet de recevoir votre traitement.

L' **Accufuser** est léger, portable et ne comporte ni pile, ni branchement électrique. Votre médecin a choisi la référence avec un volume et un débit précis correspondant à votre traitement. Aucun réglage n'est nécessaire.

## L'Accufuser au quotidien

### Pendant la journée

Vous disposez d'une pince de fixation ou d'un cordon qui vous permettent d'accrocher votre **Accufuser** sur vos vêtements à votre convenance.

Vous pouvez également utiliser des sacs « banane » dans lesquelles vous pouvez glisser votre **Accufuser**.



Votre diffuseur ne doit pas être mis en hauteur, ni posé par terre. Cela perturberait le bon déroulement de votre perfusion en augmentant ou en retardant le débit.

Il ne faut pas non plus vous approcher d'une source de chaleur comme un radiateur.

### Pendant la nuit

Nous vous conseillons de glisser votre **Accufuser** sous votre oreiller.

### Sous la douche

Nous vous recommandons de ne pas immerger votre **Accufuser**. Vous pouvez vous servir de la pince de fixation pour l'accrocher ou encore le laisser dans sa sacoche.

Après votre douche, si vous constatez de la buée dans votre diffuseur, ne vous inquiétez pas, il s'agit juste de condensation.

## Surveillance de la perfusion

### Indicateur de perfusion

Vous pouvez suivre l'évolution de votre perfusion à tout moment en regardant la graduation sur le piston. Cela vous sert de repère visuel et vous donne une indication sur le volume restant à perfuser.



### Filtre éliminateur d'air

Il est normal de voir quelques bulles d'air dans le réservoir de votre diffuseur portable. Pendant la perfusion, l'air sortira par les petits trous situés sur le filtre vous assurant une perfusion en toute sécurité.



Il ne faut jamais l'obstruer, ni le coller à la peau (cela pourrait provoquer l'arrêt de votre perfusion).

### Débranchement (à l'attention des soignants)

A la fin de la perfusion, l' **Accufuser** reste en pression positive constante. Aucun risque de reflux.

## Que faire ?

Si vous avez l'impression que votre **Accufuser®** ne s'écoule pas correctement

- Vérifiez la graduation sur le piston.
- En cas de doute, contactez votre équipe soignante.

Si votre **Accufuser®** présente un problème technique

- Clampez immédiatement la tubulure de votre **Accufuser®**.
- En cas de contact du médicament sur la peau, rincez la partie touchée à l'eau chaude savonneuse.
- Contactez votre équipe soignante.

### Rappel des recommandations

- Ne pas mettre le diffuseur en hauteur
- Ne pas le poser par terre
- Ne pas s'approcher d'une source de chaleur
- Ne pas aller au soleil
- Eviter le froid
- Ne pas l'immerger dans l'eau
- Ne pas obstruer le filtre à air
- Ne pas mettre de solution alcoolique sur le filtre
- Ne pas le déconnecter vous-même

En cas de doute, veuillez contacter votre équipe soignante

Durée de votre perfusion avec **Accufuser®**

# Accufuser®

LA DUREE DE LA  
DIFFUSION EST ENVIRON  
DE 55HEURES

### vous équipe soignante

Nom du médecin  
anesthésiste.....

Tel : ..... Bip : .....

Nom de l'infirmière .....

Tel : .....

Consignes : .....

  
Centre Hospitalier Edmond Garcin

Département Anesthésie  
Equipe douleur



## GUIDE PATIENT

POUR UN PATIENT PORTEUR  
D'UN DIFFUSEUR PORTABLE